

ProVetScan SF-2

Medición de grasa dorsal y
diámetro de lomo en P2



Sonda Wi-Fi Provetscan SF-2



Imagen de alta calidad y precisión para medición de grasa dorsal y diámetro de lomo en porcino y vacuno

Especificaciones:

Monitor: Tablets de Android e iOS.

Frecuencia: 5 MHz

Modo de escaneo: Lineal

Número de cristales: 80 cristales

Profundidad de escaneo: 45-120 mm





Software: Gain, Depth, medición de grasa y lomo, guarda imágenes y datos.

Escala de grises: 256 niveles

Duración de batería: 3 horas

Tamaño unidad principal: 155x60x20 mm

Peso: 300 g



Incluye:

Sonda Wi-Fi Provetscan SF-2
Galaxy Tab A 8" o iPad mini
Funda de protección
Arnés de sujeción
Maleta de transporte

Opcional:

Cargador wireless

New VeTec S.L.